

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Znf574ウサギポリクローナル抗体 - Q6Zn55

商品番号: CM0014495

前書き

リボソーム構築の監視に関与する亜鉛フィンガータンパク質ZNF574に対するウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットにおけるIHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF574ウサギpAb
備考／別名	FP972; ZNF574
種	ヒト
GeneID（ヒト）	64763
GeneID	64763
免疫原	ヒトZNF574（NP_073589.4）のアミノ酸170～310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ZN55
タンパク質分子量	99kDa
配送	保冷バッグ