

抗Znf582 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Ng8

商品番号: CM0015036

前書き

WBおよびELISA用の抗ZNF582

ウサギポリクローナル抗体で、マウスと交差反応性があります。転写調節に関与すると考えられている約60 kDaの核内ジンクフィンガータンパク質を標的としており、遺伝子発現研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF582 Rabbit pAb
備考／別名	ZNF582
種	ヒト
GeneID（ヒト）	147948
GeneID	147948
免疫原	ヒトZNF582（NP_653291.1）のアミノ酸40～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96NG8
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤