

Wb、Elisa用 抗Znf587 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Sq5

商品番号: CM0023444

前書き

ヒトZNF587（亜鉛フィンガー転写調節因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。遺伝子調節研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF587 ウサギ pAb
備考/別名	ZF6; ZNF587
種	ヒト
遺伝子ID	84914
免疫原	ヒトZNF587 (NP_116217.1) のアミノ酸120-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96SQ5
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ