

Wb・Elisa用 Anti-Znf620 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Zng0

商品番号: CM0019701

前書き

ヒトZNF620を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの実証済み。マウスと交差反応性あり。推定分子量は約49 kDa。核転写因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF620 Rabbit pAb
別名	ZNF620
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	253639
GeneID	253639
免疫原	ヒトZNF620 (NP_001243096.1) のアミノ酸1-150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q6ZNG0
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	氷袋