

Wb、Elisa用Anti-Znf621ポリクローナル抗体 - Q6Zss3

商品番号: CM0013816

前書き

ヒトZNF621（亜鉛指転写制御因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。遺伝子発現およびタンパク質相互作用研究に適しています。 - Q6ZSS3

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF621 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF621
種	ヒト
GeneID (ヒト)	285268
免疫原	ヒトZNF621 (NP_940886.1) のアミノ酸60-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6ZSS3
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ