

Wb用抗Znf645ポリクローナル抗体 - Q8N7E2

商品番号: CM0019273

前書き

ヒトZNF645（E3ユビキチンタンパク質リガーゼCBL L2）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットのタンパク質を検出します。ユビキチンリガーゼおよび精巣生物学の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF645 ウサギpAb
別名	CT138, HAKAIL, ZNF645
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	158506
免疫原	ヒトZNF645（NP_689790.1）のアミノ酸346〜425番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8N7E2
タンパク質分子量	49kDa
発送	保氷剤