

Wb、Elisa用抗Znf652ポリクローナル抗体 - Q9Y2D9

商品番号: CM0022935

前書き

ヒトZNF652に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。約70 kDaのタンパク質を認識します。転写抑制研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF652 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF652
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22834
遺伝子ID	22834
免疫原	ヒトZNF652 (NP_055712.1) のアミノ酸1-74に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2D9
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋