

WbおよびElisa用 抗Znf652 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Y2D9

商品番号: CM0023648

前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットのサンプルにわたって転写抑制因子ZNF652を標的とする、WBおよびELISAで検証済みのこのウサギ抗ZNF652ポリクローナル抗体を供給します。遺伝子制御およびクロマチン生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF652 ウサギ pAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22834
遺伝子ID	22834
免疫原	組換えタンパク質[ヒトZNF652 (NP_055712.1) のアミノ酸1-74に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2D9
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ