

Anti-Znf677 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Xu0

商品番号: CM0024315

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用にヒトZNF677（68 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。転写調節およびDNA結合核タンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF677 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF677
種	ヒト
GeneID (Human)	342926
免疫原	ヒトZNF677（NP_872415.1）のアミノ酸50-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86XU0
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋