

Anti-Znf683 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Iz20

商品番号: CM0027090

前書き

ヒトZNF683（Hobit）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。予測分子量57 kDa。組織常在性リンパ球の生物学および免疫細胞の定着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF683 Rabbit pAb
備考/別名	Hobit, ZNF683
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	257101
免疫原	組換えタンパク質；ヒトZNF683（NP_001294854.1）のアミノ酸420-524に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IZ20
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋