

## Wb、Elisa用Anti-Znf688ポリクローナル抗体 - P0C7X2

商品番号: CM0016151

### 前書き

転写調節に関与する可能性のある亜鉛指タンパク質ZNF688を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでウェスタンブロット（WB）およびELISAについて検証済みです。遺伝子調節研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | ZNF688 Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名       | ZNF688                                                 |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 146542                                                 |
| GeneID      | 146542                                                 |
| 免疫原         | ヒトZNF688 (NP_660314.1) のアミノ酸80-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | P0C7X2                                                 |
| タンパク質分子量    | 31kDa                                                  |
| 配送          | アイスバッグ                                                 |