

ウエスタンブロッティング・Elisa用 抗Znf70 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uc06

商品番号: CM0016268

前書き

ヒトZNF70を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティング(WB)およびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のZNF70を検出します。転写調節および核局在するジンクフィンガータンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ZNF70 Rabbit pAb
別名	Cos17, ZNF70
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7621
遺伝子ID	7621
免疫原	ヒトZNF70 (NP_068735.1) のアミノ酸1-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9UC06
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤