

Wb、Elisa用Anti-Znf75Aウサギポリクローナル抗体 - Q96N20

商品番号: CM0020364

前書き

WBおよびELISAで検証済みのZNF75Aウサギポリクローナル抗体。転写調節因子であるヒトZNF75Aを認識します。遺伝子制御研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF75AウサギpAb
備考／別名	ZNF75A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7627
GeneID	7627
免疫原	ヒトZNF75A（NP_694573.1）のアミノ酸200～296内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96N20
タンパク質分子量	35 kDa
輸送	保冷剤