

Wb、Elisa用Anti-Znf76ウサギポリクローナル抗体 - P36508

商品番号: CM0022840

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用途向けの、ヒトZNF76転写因子に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでバリデーション済み。研究用グレードのIVD原料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZNF76ウサギpAb
備考／別名	ZNF523; Zfp523; D6S229E; ZNF76
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7629
GeneID	7629
免疫原	ヒトZNF76（NP_003418.2）のアミノ酸100～170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36508
タンパク質分子量	62 kDa
輸送	保冷バッグ