

WbおよびElisa用 Anti-Znf766 ウサギポリクローナル抗体 - Q5Hy98

商品番号: CM0024639

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのZNF766ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性あり。転写調節に関与する55kDaの核内亜鉛フィンガー蛋白質を標的とします。遺伝子発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF766 ウサギ pAb
備考/別名	ZNF766
種	ヒト
GeneID (ヒト)	90321
GeneID	90321
免疫原	ヒトZNF766 (NP_001010851.1) のアミノ酸60-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q5HY98
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ