

Wb、Elisa用抗Znf768ポリクローナル抗体 - Q9H5H4

商品番号: CM0023356

前書き

ヒトZNF768を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスZNF768を検出します。クロマチン結合および転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF768 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF768
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79724
GeneID	79724
免疫原	ヒトZNF768 (NP_078947.3) のアミノ酸140-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9H5H4
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスパック