

Wb、Elisa用 Anti-Znf777 ポリクローナル抗体 - Q9Uld5

商品番号: CM0023207

前書き

ZNF777 ウサギ

pAbは、WBおよびELISA用に検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。転写抑制および細胞増殖抑制に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF777 ウサギ pAb
備考/別名	ZNF777
種	ヒト
遺伝子ID	27153
免疫原	ヒトZNF777 (NP_056509.2) のアミノ酸532-831に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULD5
タンパク質分子量	94kDa
発送	保冷バッグ