

Wb、Elisa用 抗Znf785 ポリクローナル抗体 - A8K8V0

商品番号: CM0030861

前書き

ヒトZNF785に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスに反応性があり、WBおよびELISAアプリケーションに使用可能。転写制御研究における研究用として検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ZNF785 ウサギ pAb
備考/別名	ZNF688; ZNF785
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	146540
遺伝子ID	146540
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZNF785 (NP_689671.2) のアミノ酸200-405に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	A8K8V0
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ