


If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Zo-1ウサギモノクローナル抗体 - Q07157

商品番号: CM0011398



前書き

IF/ICC、IHC-

P、ELISA用のウサギモノクローナルZO-

1抗体です。ヒト、マウス、ラットのZO-

1（Q07157）を認識します。タイトジャンクション研究および上皮バリア研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZO-1 ウサギmAb
別名	ZO-1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7082
遺伝子ID	7082
免疫原	ヒトZO-1 (NP_009093.1) のアミノ酸1-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用用途	IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07157
タンパク質分子量	195kDa
輸送方法	氷袋