

Anti-Zo-1 ウサギモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, If-F, Ihc-P, Elisa対応） - P39447

商品番号: CM0005134



前書き

マウスZO-

1タイトジャンクションタンパク質を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB, IF/ICC, IF-F,

IHC-P,

ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。分子量は約195

kDa。タイトジャンクションの生物学的研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZO-1 Rabbit mAb
備考/別名	ZO1
種	マウス
GeneID (ヒト)	7082
GeneID (マウス)	21872
免疫原	組換えタンパク質 マウスZO-1 (NP_033412.2) のアミノ酸1525-1621に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P39447
タンパク質分子量	195 kDa
配送	アイスバッグ