


Wb、If-P、Elisa用 抗Zo-1 ウサギポリクローナル抗体 - Q07157

商品番号: CM0017315



前書き

ZO-

1（タイトジャンクションタンパク質1）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、パラフィン切片免疫蛍光法、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。タイトジャンクション研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZO-1 Rabbit pAb
備考／別名	ZO-1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7082
遺伝子ID	7082
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZO-1（NP_003248.3）のアミノ酸18～273番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07157
タンパク質分子量	195kDa
輸送方法	氷袋