

Anti-Zp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P60852

商品番号: CM0013989

前書き

ヒトZP1（透明帯精子結合タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、妊孕性・生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZP1 Rabbit pAb
別名	OOMD; ZPB1; OOMD1; HEL163; OZEMA1; ZP1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	22917
遺伝子ID	22917
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60852
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	氷袋