


Anti-Zp2 ポリクローナル抗体（Wb用） - Q05996

商品番号: CM0014475



前書き

ウサギで作製したAnti-ZP2ポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのZP2と交差反応します。卵子の透明帯および受精研究に使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZP2 Rabbit pAb
備考/別名	ZPA; Zp-2; OOMD6; OZEMA6; ZP2
種	ヒト
遺伝子ID	7783
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZP2 (NP_003451.1) のアミノ酸651-745に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05996
タンパク質分子量	82kDa
配送	アイスパック