

Wb、If-P、Elisa用抗Zp3ウサギポリクローナル抗体 - P21754

商品番号: CM0016425

前書き

WB、IF-P、ELISA用途向けの高品質ZP3ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのZP3タンパク質を認識します。透明帯における重要な精子受容体であり、生殖能力および生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZP3ウサギpAb
備考／別名	ZPC; ZP3A; ZP3B; Zp-3; OOMD3; OZEMA3; ZP3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7784
GeneID	7784
免疫原	ヒトZP3（NP_001103824.1）のアミノ酸246～345内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21754
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ