

WbおよびElisa用抗Zscan1ポリクローナル抗体 - Q8Nbb4

商品番号: CM0021802

前書き

ヒトZSCAN1（別名MZF-1、ZNF915）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、約45 kDaの核転写因子を認識します。転写調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZSCAN1 ウサギpAb
備考/別名	MZF-1; ZNF915; ZSCAN1
種	ヒト
GeneID	284312
免疫原	合成ペプチド - ヒトZSCAN1 (NP_872378.3) のアミノ酸300～400番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NBB4
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤