

WbおよびElisa用抗Zscan21ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5A6

商品番号: CM0019076

前書き

ヒトZSCAN21（ZNF38、Zipro1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。遺伝子制御および精子形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZSCAN21ウサギpAb
備考／別名	ZNF38 ; Zipro1 ; NY-REN-21 ; ZSCAN21
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7589
遺伝子ID	7589
免疫原	ヒトZSCAN21（NP_666019.1）の130～280アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5A6
タンパク質分子量	54kDa
輸送条件	保冷剤