

Wb、Elisa用抗Zswim1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Br11

商品番号: CM0013445

前書き

ヒトZSWIM1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスZSWIM1を認識します。ジンクフィンガーS WIMドメインタンパク質の研究および診断試薬開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZSWIM1ウサギpAb
備考／別名	C20orf162 ; ZSWIM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	90204
遺伝子ID	90204
免疫原	ヒトZSWIM1のアミノ酸411～485 (NP_542170.3) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9BR11
タンパク質分子量	55 kDa
輸送	保冷バッグ