

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Zwint ウサギポリクローナル抗体 - O95229

商品番号: CM0030543



前書き

ヒトZWINTを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。外側キネトコアKNL1複合体サブユニットZWINTを検出し、染色体分配に必須。有糸分裂と細胞周期研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZWINT ウサギ pAb
備考/別名	SIP30; ZWINT1; KNTC2AP; HZwint-1; ZWINT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11130
GeneID	11130
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZWINT (NP_008988.2) のアミノ酸1-277に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95229
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ