

Wb、If/Icc、Elisa用抗Zyxinモノクローナル抗体 - Q15942

商品番号: CM0006641

前書き

ヒトZyxin (Q15942)
を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。61kDaの内在性タンパク質を検出します。マウスと交差反応します。細胞接着および焦点接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Zyxin Rabbit mAb
備考/別名	ESP-2; HED-2; Zyxin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7791
GeneID	7791
免疫原	合成ペプチド：ヒトZyxin (Q15942) のアミノ酸250-350領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15942
タンパク質分子量	61kDa
配送方法	アイスバッグ