

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Zyxinポリクローナル抗体 - Q15942

商品番号: CM0022358

前書き

ヒトZyxin（ESP-2、HED-2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC - P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。接着斑および細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Zyxin Rabbit pAb
備考/別名	ESP-2、HED-2、Zyxin
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7791
遺伝子ID	7791
免疫原	ヒトZyxin（NP_003452.1）のアミノ酸350～572に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15942
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	氷袋