

抗サイログロブリン抗体 (TG-Ab)

商品番号: TG-Ab

前書き

自己免疫性甲状腺疾患の診断およびモニタリング用の高品質TG-Ab抗体です。FIAアッセイやIVD試薬に最適です。モノクローナル、高純度、安定。今すぐお問い合わせください！

詳細を学ぶ

特徴	商品説明
製品名	抗サイログロブリン抗体 (TG-Ab)
概要	動物由来成分を含まない条件下でin vitro培養したモノクローナルマウス抗体。
アプリケーション	FIA
形状/外観	液体、保管中にわずかに不透明になることがある。
濃度	5.0 mg/ml (±10 %)
アイソタイプ	IgG1
クローン性	モノクローナル
エピトープ	純度
純度	≥ 95 %
関連製品	サイログロブリンネイティブ抗原, Lee Biosolutions 528-11
IEFプロファイル	6.7-8.2
交差反応性	甲状腺ペルオキシダーゼを認識しない。
特異性	抗体はヒトサイログロブリンを認識する
保管条件	詳細
ストレージ	+2-8°C
発送	コールドバック
賞味期限	24ヶ月
指標	仕様
最小検出限界	≤10 IU/mL
直線範囲	10 IU/mL - 4000 IU/mL
精度	相対偏差±10%以内
精度 (繰り返し性)	CV ≤ 8
精度 (バッチ間)	CV ≤ 15
校正器の均一性	CV ≤ 10
校正器の精度	相対偏差±10%以内