


Antxr1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9H6X2

商品番号: CM0029550



前書き

ANTXR1

ウサギポリクローナル抗体はWB、ELISAでの使用が
検証済み。ヒト、マウスと交差反応します。標的は細
胞接着・遊走タンパク質である炭疽毒素受容体1/TEM
8です。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANTXR1 Rabbit pAb
別名	ATR; GAPO; TEM8; ANTXR1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84168
遺伝子ID	84168
免疫原	ヒトANTXR1 (NP_060623.2) のアミノ酸84-333番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H6X2
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤