


## Antxr2 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P58335

商品番号: CM0025863



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのANTXR2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。炭疽毒素受容体2 (CMG2) を標的とし、炭疽菌の病原性や細胞外マトリックス相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | ANTXR2 ウサギpAb                                            |
| 備考/別名      | HFS; ISH; JHF; CMG2; CMG-2; ANTXR2                       |
| 種          | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 118429                                                   |
| 遺伝子ID      | 118429                                                   |
| 免疫原        | ヒトANTXR2の34～300アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001139266.1) |
| 由来         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション   | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                 |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS      | P58335                                                   |
| タンパク質重量    | 54kDa                                                    |
| 配送         | アイスバッグ                                                   |