


Wb、If/Icc、Elisa用 Aoc1 ウサギポリクローナル抗体 - P19801

商品番号: CM0029314



前書き

ヒト

AOC1（ジアミンオキシダーゼ/ヒスタミナーゼ）を免疫原としたウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アレルギー、免疫応答、およびアミン代謝の研究に使用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AOC1 ウサギ pAb
備考/別名	ABP; DAO; KAO; ABP1; DAO1; AOC1
種	ヒト
GeneID	26 (ヒト)
免疫原	ヒト AOC1 (NP_001082.2) のアミノ酸 20-300 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19801
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスパック