


WbおよびElisa用Ap2B1ウサギモノクローナル抗体 - P63010

商品番号: CM0007354



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのAP2B1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。エンドサイトーシスに関与するAP-2クラスリンアダプター複合体のβサブユニットを標的とします。小胞輸送および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP2B1ウサギmAb
備考／別名	AP2B1, ADTB2, AP105B, AP2-BETA, CLAPB1, AP-2 complex subunit beta
種	ヒト
遺伝子ID	163
免疫原	ヒトAP2B1のアミノ酸752～951 (NP_001025177.1) を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63010
タンパク質分子量	98kDa／104kDa／105kDa
輸送	保冷バッグ