


Ap2B1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P63010

商品番号: CM0022064



前書き

ヒト、ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-P、ELISAについて検証済みのAP2B1ウサギポリクローナル抗体。クラスリン介在性エンドサイトーシスに関与するAP-2複合体ベータサブユニットを標的とします。神経科学および膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP2B1 Rabbit pAb
備考/別名	ADTB2; AP105B; CLAPB1; AP2-BETA; AP2B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	163
GeneID	163
免疫原	ヒトAP2B1 (NP_001025177.1) のアミノ酸752-951に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63010
タンパク質分子量	105kDa
配送	アイスパック