


Wb、If/Icc、Elisa用Apaf1ウサギPab - O14727

商品番号: CM0018635



前書き

APAF1ウサギpAb (O14727) は、WB、IF/ICC、ELISA用のポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのAPAF1を検出します。APAF1は、シトクロムc依存性カスパーゼ9の活性化とアポトーシスを媒介する細胞質タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APAF1ウサギpAb
備考／別名	CED4; APAF-1; APAF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	317
GeneID	317
免疫原	ヒトAPAF1 (NP_863651.1) のアミノ酸470～600に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14727
タンパク質分子量	38～142 kDa
配送	保冷バッグ