

フローサイトメトリー用Apc抗Cd141/トロンボモジュリン モノクローナル抗体 - P07204

商品番号: CM0005395

前書き

ヒトCD141/トロンボモジュリンを標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫原は細胞外ドメイン（aa 19-515）をカバーしています。内皮細胞および凝固研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD141/トロンボモジュリン mAb
備考/別名	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7056
GeneID	7056
免疫原	ヒトCD141/トロンボモジュリン（NP_000352.1）のアミノ酸19-515に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07204
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ