

Fc用 Apc Anti-Cd158A/Kir2Dl1 モノクローナル抗体 - P43626

商品番号: CM0010467



前書き

ヒトCD158a/KIR2DL1を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。NK細胞の抑制性受容体発現と機能のフローサイトメトリー解析用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Human CD158A/KIR2DL1 mAb
備考/別名	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3802
遺伝子ID	3802
免疫原	ヒトCD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2) のアミノ酸22-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43626
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ