

フローサイトメトリー用Apc標識抗Cd25モノクローナル抗体 - P01590

商品番号: CM0004618

前書き

マウスCD25（IL-2R α 、p55）に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。マウスモデルにおける制御性T細胞および免疫寛容研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	APC標識 ウサギ抗マウスCD25 mAb
備考/別名	CD25; IL2r; Ly-43
種	マウス
GeneID (ヒト)	3559
GeneID	16184
免疫原	マウスCD25 (NP_032393.3) のアミノ酸22-236に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01590
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ