


フローサイトメトリー用Apc抗Cd66Bモノクローナル抗体 - P31997

商品番号: CM0005866



前書き

ヒトCD66b (CEACAM8、NCA-95) を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。好中球上の細胞接着分子であるCD66b抗原を認識します。フローサイトメトリーでの直接検出用にAPCコンジュゲートとして提供されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトCD66b mAb
別名	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	1088
GeneID	1088
免疫原	ヒトCD66b (NP_001807.2) のアミノ酸35～319番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P31997
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷袋