

フローサイトメトリー用Apc Anti-F4/80モノクローナル抗体 - Q61549

商品番号: CM0009126

前書き

マウスF4/80抗原を標的とするAPCコンジュゲートウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途で検証済みであり、マウスサンプル中のマクロファージの検出に適しています。Swiss-Prot Q61549。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Mouse F4/80 mAb
備考/別名	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
種	マウス
GeneID (ヒト)	2015
GeneID	13733
免疫原	マウスF4/80 (NP_034260.1) のアミノ酸28-644に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61549
タンパク質分子量	102 kDa
配送	アイスバッグ