

フローサイトメトリー用 Apc 抗ヒト Cd101/Igsf2 モノクローナル抗体 - Q93033

商品番号: CM0011465

前書き

ヒト CD101（IGSF2、V7、EWI-101）を標的とする APC

結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計されており、免疫細胞および樹状細胞に発現する T 細胞増殖阻害因子であるヒト CD101 を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD101/IGSF2 mAb
備考／別名	V7；IGSF2；EWI-101
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9398
GeneID	9398
免疫原	ヒト CD101/IGSF2（NP_004249.2）のアミノ酸 21～410 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q93033
タンパク質分子量	115 kDa
輸送	保冷バッグ