


フローサイトメトリー用Apc抗ヒトCd156C/Adam10モノクローナル抗体 - O14672

商品番号: CM0005537



前書き

ヒトADAM10（CD156c）を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。エクストドメインの脱落、Notchシグナル伝達、アルツハイマー病に關与する主要なシェッターゼであるADAM10のフローサイトメトリー検出用に特化して設計されています。研究グレードのIVD原料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD156c/ADAM10 mAb
備考/別名	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
種	ヒト
遺伝子ID	102
免疫原	ヒトADAM10（NP_001101.1）のアミノ酸214～672の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	O14672
タンパク質分子量	84kDa
輸送方法	氷袋