


フローサイトメトリー用Apc標識抗ヒトCd163モノクローナル抗体 - Q86Vb7

商品番号: CM0010996



前書き

ヒトCD163（M130）スカベンジャー受容体を標的とするAPC標識マウスモノクローナル抗体。単球およびマクロファージのフローサイトメトリー検出用にバリデート済み。免疫表現型解析、炎症、マクロファージ活性化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Mouse anti-Human CD163 mAb
備考/別名	M130; MM130; SCAR11
種	ヒト
遺伝子ID	9332
免疫原	ヒトCD163組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86VB7
タンパク質分子量	125kDa
輸送	保冷バッグ