

フローサイトメトリー用Apc標識抗ヒトCd24モノクローナル抗体 - P25063

商品番号: CM0005800

前書き

フローサイトメトリー用APC標識ウサギ抗ヒトCD24モノクローナル抗体。B細胞に発現し、B細胞の活性化と分化に関与するGPIアンカー型糖タンパク質CD24 (8-13 kDa)を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD24モノクローナル抗体
備考/別名	CD24A; CD24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	100133941
GeneID	100133941
免疫原	ヒトCD24 (NP_037362.1)のアミノ酸1-80に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P25063
タンパク質分子量	8kDa; 13kDa
発送	保冷バッグ