


フローサイトメトリー用 Apc 抗ヒト Cd28 ウサギモノクローナル抗体 - P10747

商品番号: CM0008523



前書き

ヒト CD28 (Tp44) を標的とする APC 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。T細胞の活性化、共刺激、免疫恒常性の研究に最適。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD28 mAb
備考／別名	Tp44
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	940
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10747
タンパク質分子量	25kDa
輸送条件	アイスパック