

フローサイトメトリー用Apc抗ヒトCd335/Nkp46モノクローナル抗体 - O76036

商品番号: CM0005913



前書き

ヒトCD335/NKp46 (SWISS: O76036) を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー専用です。ヒトNK細胞と反応し、腫瘍細胞溶解の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトCD335/NKp46 モノクローナル抗体
別名	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9437
遺伝子ID	9437
免疫原	組換えタンパク質[ヒトCD335/NKp46 (NP_004820.2)のアミノ酸22-254番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質]
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	O76036
タンパク質分子量	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
輸送方法	保冷剤