

フローサイトメトリー（細胞内）用Apc抗ヒトCd79Aモノクローナル抗体 - P11912

商品番号: CM0005583



前書き

ヒトCD79a (MB1, Ig-alpha)

を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトB細胞の細胞内フローサイトメトリー（FC）解析用に設計されています。B細胞抗原受容体α鎖を認識します。分子量：20/25 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD79a mAb
備考/別名	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	973
GeneID	973
免疫原	ヒトCD79a (NP_001774.1) のアミノ酸165-225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P11912
タンパク質分子量	20kDa/25kDa
配送	アイスバッグ