

フローサイトメトリー用 Apc 抗ヒト Tlr3 モノクローナル抗体 - O15455

商品番号: CM0011928



前書き

ヒト TLR3（CD283、IIAE2、IMD83）を標的とする APC

結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーでバリデーション済みで、自然免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト TLR3 mAb
備考／別名	CD283 ; IIAE2 ; IMD83
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7098
GeneID	7098
免疫原	ヒト TLR3 (NP_003256.1) のアミノ酸 24～339 内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	O15455
タンパク質分子量	104 kDa
輸送	保冷剤